## 10. BRUJULA DE TANGENTES

#### TAREA DE PREPARACION

Nombre Estudiante:	Código:	Plan:
Fecha:	C	

Lea cuidadosamente la guía para está práctica, consulte la bibliografía dada al final de la misma y responda las siguientes preguntas antes de la realización de la practica.

- 1. Encuentre la expresión para el campo magnético creado por dos bobinas circulares de radio *a* y *N* vueltas por donde circula una corriente constante *I*, en configuración Helmholtz (distancia entre sus centros igual al diámetro de las bobinas), en el punto equidistante entre ellas sobre el eje de las bobinas.
- 2. Calcule el valor de la intensidad del campo magnético (en Tesla y en Gauss) en el si su radio a es de 5 cm, N=10 vueltas y la corriente I que circula es de dos amperios. (1  $T=10^4$  Gauss)
- 3. Si Ud hace una medida experimental de un ángulo  $\theta$  con una incertidumbre  $\Delta\theta$ , y necesita calcular la función  $Tg\theta$ , ¿cual es la incertidumbre en el cálculo de  $Tg\theta$ ? (Repase la teoría de error). Calcule  $Tg\theta$  y su incertidumbre  $\Delta(Tg\theta)$  si la incertidumbre  $\Delta\theta$  en la medida del ángulo es de  $0.5^{\circ}$  y los ángulos  $\theta$  medidos son  $5^{\circ}$ ,  $10^{\circ}$   $20^{\circ}$ ,  $40^{\circ}$   $60^{\circ}$ . Repita los cálculos para la tangente y su incertidumbre si  $\Delta\theta$ =2°. IMPORTANTE: PARA ESTOS CÁLCULOS UD DEBE TRABAJAR LOS ÁNGULOS Y SUS INCERTIDUMBRES EN RADIANES.
- 4. Identifique cada una de las magnitudes físicas que Ud. va a medir en este experimento. ¿Cuáles son las magnitudes físicas definidas en la ecuación que describe el fenómeno físico?. Si no coinciden, explique cómo va a obtener las magnitudes físicas de la ecuación para explicar el fenómeno en estudio.

# 10. BRUJULA DE TANGENTES

#### 1. OBJETIVO

- Hacer una determinación del campo magnético terrestre, magnitud y dirección, en la ciudad de Cali.
- APLICAR LA TEORÍA DE PROPAGACIÓN DEL ERROR.

## 2. MODELO TEÓRICO

## 2.1. Determinación del campo magnético terrestre

Existe un campo magnético terrestre  $B_T$  cuyas líneas de campo corresponden a las de un gigantesco imán con sus polos Norte y Sur, que atraviesan la superficie terrestre. La línea de campo magnético terrestre que atraviesa la superficie terrestre en la ciudad de Cali la podemos descomponer con respecto a la superficie terrestre en una **componente vertical** 

 $B_{T\perp}$  ó perpendicular a la superficie, y una **componente horizontal**  $B_{T/\!/}$  ó paralela a la superficie, y un ángulo de inclinación  $\beta$  con respecto a la superficie de la tierra. Una brújula que se soporta de un pivote se orientará indicando la dirección Norte ó Sur de la componente del campo magnético terrestre  $B_{T/\!/}$  en el plano de giro de la brújula. Si el campo magnético terrestre lo superponemos con un campo magnético uniforme cuya magnitud y dirección la conocemos perfectamente, una brújula se orientará a lo largo del vector campo magnético neto. Así podemos determinar experimentalmente el campo magnético terrestre, magnitud y dirección.

Dos bobinas circulares de radio R y N vueltas por donde circula una corriente constante I, en configuración Helmholtz (distancia entre sus centros igual al diámetro de las bobinas), crea un campo magnético uniforme  $B_B$  en todo punto dentro del volumen encerrado por ellas, Figura 1.




Figura 1. Bobinas en configuración Helmholtz: separadas una distancia igual a su radio, y

#### 110 LABORATORIO FÍSICA FUNDAMENTAL III

Asumiendo un sistema de coordenadas centrado en el punto equidistante entre las dos bobinas sobre el eje de las mismas, la magnitud del campo magnético  $B_B$  creado en el origen de coordenadas está dada por la expresión:

Siendo  $\propto_o$  la permeabilidad magnética del vacío, cuyo valor en unidades fundamentales es  $4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$ . La dirección del campo magnético va paralelo al eje de las bobinas y el sentido del vector  $B_B$  sigue la regla de la mano derecha. Experimentalmente, en el laboratorio el campo magnético de las bobinas Helmholtz es horizontal.

Debemos superponer la componente horizontal del campo magnético terrestre,  $B_{T//}$ , con el campo magnético de las bobinas Helmholtz,  $B_B$ , orientados de tal forma que son perpendiculares entre sí, como se muestra en la Fig. 2a. La suma vectorial de los dos campos es  $B_{R//}$ . Pero también, en el plano vertical se superponen la componente vertical del campo magnético terrestre,  $B_{T\perp}$  con el campo  $B_B$ , dando lugar a un campo  $B_{R\perp}$ 




Figura 2. Direcciones relativas del campo creado por las bobinas Helmholtz y el magnético terrestre a) componente horizontal, b) componente vertical

Si el plano de la bobina se orienta de tal forma que la línea de campo  $^{\mathsf{V}}B_{\mathsf{B}}$  sea perpendicular a la componente horizontal del campo magnético terrestre  $B_{T//}$ , Fig. 1, entonces cuando circula una corriente por las bobinas el campo magnético neto en el origen de coordenadas está dado por:

$$\vec{B}_R \parallel = \vec{B}_B + \vec{B}_T \parallel_{\text{(2a)}}$$

$$\vec{B}_{R_\perp} = \vec{B}_B + \vec{B}_{T_\perp \text{(2b)}}$$

Una brújula colocada en el origen de coordenadas se orientará siguiendo la línea del campo magnético resultante en cada plano. De acuerdo con la figura (2):

$$= \sqrt{3a}$$

$$= \sqrt{3b}$$

$$= \sqrt{3b}$$

#### 10. BRUJULA DE TANGENTES

Los ángulos  $\theta$  y  $\alpha$ , las cuales son las variables que se miden en el experimento, depende del número de espiras N, radio R y corriente I que circula por las bobinas. Si el ángulo es la variable independiente y la corriente I la variable dependiente, las ecuaciones 3 las podemos escribir como:

$$= \sqrt[4]{4b}$$

$$= \sqrt[4]{4a}$$

De las ecuaciones (4) podemos determinar experimentalmente la componente horizontal y la componente vertical del campo magnético terrestre. Conociendo las dos componentes, podemos calcular el vector campo magnético terrestre: magnitud y dirección.

#### 3. DISEÑO EXPERIMENTAL

## 3.1 Materiales y Equipo

- Bobinas de Helmholtz
- Brújula de Tangentes
- Fuente de 6V<sub>DC</sub>, 10A
- Reóstato  $0 \rightarrow 80\Omega$
- Amperímetro  $0 \rightarrow 4A$
- Cables de conexión

#### 3.2 Precauciones


- La brújula debe estar bien equilibrada sobre la mesa y alineada con la dirección norte – sur ( N-S ) tal que ésta quede perpendicular al eje de las bobinas Helmholtz. Asegúrese que la fricción en el pivote no altere sus medidas.
- 2. La corriente máxima que debe circular es de  $I_{max} = 4$  A; al cerrar el circuito verifique que la posición del reóstato está en su máximo valor de resistencia para que la corriente sea mínima.
- 3. Asegúrese que la dirección de circulación de la corriente I en las bobinas es la apropiada para que las direcciones de los campos  ${}^{\mathsf{V}}B_{B,}B_{T/\!/}$  y el ángulo  $\theta$  en el plano horizontal, y  ${}^{\mathsf{V}}B_{B,}B_{T\perp}$  y el ángulo  $\alpha$  coincidan con lo esquematizado en la Fig. (2).

- 4. Al medir los ángulos  $\theta$  y  $\alpha$  tenga, verifique la incertidumbre. Recuerde que para cálculos debemos usar el ángulo en radianes. Recuerde hacer sus cálculos en las mismas unidades.
- 5. Recuerde que la incertidumbre de  $Tg\theta$  y/o  $Tg\alpha$  es diferente para cada valor de Theta y alfa

## 3.3 Montaje

Conecte en serie la fuente de poder, el reóstato, el amperímetro y la bobina, de acuerdo a la figura 3. Con el interruptor abierto <u>oriente</u> las bobinas Helmholtz con respecto a la orientación N-S del campo magnético terrestre (indicado por la brújula) de tal manera que su eje sea perpendicular a la dirección N-S; verificarlo en las dos componentes. Verifique la conexión con el profesor y/o monitor.

#### 112 LABORATORIO FÍSICA FUNDAMENTAL III



**Figura 3**. Diagrama ilustrativo que muestra cómo se conectan los diversos elementos de circuito en este experimento.

#### 4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1. Cierre el interruptor. Aumente gradualmente la corriente que circula por la bobina, sin sobrepasar el máximo valor permitido, hasta que el ángulo sea de  $20^{\circ}$ . Este es un valor apropiado para evitar que la incertidumbre de la tangente sea muy grande.

- Ajuste la salida de la fuente de poder al máximo, y varíe el reóstato hasta que se obtiene la corriente para que el ángulo sea alrededor de 20°, máximo. Regrese la salida de la fuente a cero. Usted debe tomar en ese rango mínimo 10 datos de corriente, y sus respectivos ángulos theta ó alfa.
- 2. Aumente gradualmente la corriente. Para cada valor de I, mida el ángulo  $\theta$ , mida el ángulo  $\alpha$ ; lleve sus datos a la tabla de datos. Tome datos para mínimo 10 valores diferentes de I. Recuerde estar seguro de determinar correctamente la incertidumbre en la medida de los ángulos  $\theta$  y  $\alpha$ .
- 3. Calcule para cada ángulo  $\theta$  y  $\alpha$ , sus respectivas tangentes; las incertidumbres.

## 5. ANÁLISIS

5.1. Grafique I en función de  $tg\theta$ . Recuerde tener en consideración las márgenes (ó barras) de error en I y en  $tg\theta$ . Analice sus resultados de acuerdo con lo esperado teóricamente y dado por la ecuación (4a). Calcule la pendiente de la recta obtenida y su incertidumbre. Anote su valor en la tabla de datos

113

#### 10. BRUJULA DE TANGENTES

- 5.2 Grafique I en función de  $tg\alpha$ . Recuerde tener en consideración las márgenes (ó barras) de error en I y en  $tg\alpha$ . Analice sus resultados de acuerdo con lo esperado teóricamente y dado por la ecuación (4b). Calcule la pendiente de la recta obtenida y su incertidumbre. Anote su valor en la tabla de datos.
- 5.3. A partir de los valores experimentales de las pendientes, de acuerdo con las ecuaciones 4, dé un valor con su respetiva incertidumbre para:
- 1. La componente horizontal del campo magnético terrestre.
- 2. La componente vertical del campo magnético terrestre.
  - 5.3. Dé un valor para la magnitud  $B_T$  y para el ángulo de inclinación  $\beta$  del campo magnético terrestre en la ciudad de Cali, con sus respectivas incertidumbres.

### BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA

[1] Física tomo II, R. A. Serway, cap. 28, 3<sup>ra</sup> edición. Editorial Mc. Graw Hill. [2] Física Para Ciencias e Ingeniería, Tomo 2; Halliday - Resnick, Editorial CECSA [3] Física; M. Alonso, E. Finn; tomo 2 Editorial Addison Wesley Iberoamericana [4] Física para Ciencias e Ingeniería. Volumen 2; Fisbane, Gasiorowicz, Thornton; Editorial Prentice- Hall Hispanoamericana

## 114 LABORATORIO FÍSICA FUNDAMENTAL III

# TABLA DE DATOS.

Grupo d	e Practica:				Fecha:					_				
Profesor	•				_ Asister	nte:	N=			_				
Nombre	Estudiante	es: Código ———	: Plan:	1 2										
TABLA	TABLA DE DATOS 1:													
	a =			=	±Δa =			N=	=					
	Plano l	norizontal				F	Plano	vertical						
θ	tgθ	$\pm \Delta(tg\theta)$	I	·	θ	tgθ		$\pm \Delta(tg\theta)$	I					

Δθ=		ΔΙ=	± Δθ			±ΔΙ					
m = Δm=			m´ = Δm´ =								
$B_{T//} = \Delta_{BT//} =$											

Cálculos
B <sub>T//</sub> =
$\Delta B_{T//} =$
$B_{T\perp}$ =
$\Delta B_{T\perp}$ =
$B_T =$
$\Delta B_T =$
$\beta = \Delta \beta =$

10. BRUJULA DE TANGENTES

U <u>J</u>	UI	ΔA	DI	E <b>T</b>	AN	GE	EN'	ГES	S														_						
ſ																												T	
r																											$\top$	T	
r																											$\top$	T	
r																											1	1	
F																											$\top$	7	$\top$
f																					$\dagger$	+					$\dagger$	$\dagger$	$\parallel$
r																						t					$\top$	$\top$	$\top$
F																											$\top$	7	
f																					+	t					$\dashv$	+	
																						+					$\top$	$\dagger$	$\top$
r	1																				+						$\dagger$	$\dagger$	
f																					+						$\dashv$	+	$\top$
F																					+	$^{+}$					$\dagger$	$\dagger$	$\top$
f																					+	t					$\dashv$	$\dagger$	+
	+																			1	$\dagger$						$\dagger$	$\dagger$	
+			$\exists$																		+	+					+	$\dagger$	
F	+		+																		$\dagger$	t	L				+	$\dagger$	
+		1																			+	+					+	+	
+	+		$\dashv$																		+						+	+	
-			$\dashv$																		+						+	$\dashv$	
+	+		$\dashv$													+	+	$\dashv$			+	t	L			+	+	+	
L														<u> </u>										_			$\perp$		Щ

